

お客様各位

シミックホールディングス株式会社
L-FABP 事業部

製品の販売終了（在庫限り）および代替製品のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度弊社では、諸般の事情により一部製品の販売を終了することに致しましたので下記の通りご案内申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、代替製品をご検討いただきたくお願い申し上げます。
不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。
今後とも、弊社製品をご愛顧賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 販売終了製品

商品コード	商品名	備考
4987835000022	レナプロ®L-FABP テスト TMB	体外診断薬
007	Human L-FABP ELISA TMB Kit	研究用試薬

2. 販売終了時期

弊社在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。

3. 代替製品

商品コード	商品名	備考
4987835000046	レナプロ®L-FABP テスト HS(高感度)	体外診断薬
006	High Sensitivity Human L-FABP ELISA Kit	研究用試薬

※測定範囲と測定下限値が変更となります。

4. 販売終了に伴う代替製品性能比較

	販売終了製品	代替製品
商品コード	4987835000022	4987835000046
商品名	レナプロ®L-FABP テスト TMB	レナプロ®L-FABP テスト HS(高感度)
商品コード	007	006
商品名	Human L-FABP ELISA TMB Kit	High Sensitivity Human L-FABP ELISA Kit
発色基質	TMB (溶液)	TMB (溶液)
マイクロプレート用 吸光光度計	波長：450nm 副波長：610nm 以上	波長：450nm 副波長：610nm 以上
測定時間	約3時間	約3時間
L-FABP 濃度の 測定範囲	1.5~200 ng/mL	0.3~60 ng/mL

5. 本件に関するお問い合わせ先

シミックホールディングス株式会社 L-FABP 事業部

TEL : 03-6779-8017 FAX : 03-6893-1578 E-Mail : l-fabp@cmic.co.jp

以上